



SpermFreeze™

EN

Medium for freezing human sperm

Doc. reference: FP09 I11 R01 C.3
Update: 01.10.2012

INTENDED USE

SpermFreeze is a medium for freezing human sperm including epididymal or testicular sperm.

COMPOSITION

SpermFreeze is a ready-to-use HEPES buffered cryopreservation medium which also contains physiologic salts, glycine, dextrose monohydrate, lactate, glycerol, sucrose, and human serum albumin (3.95g/Liter) to protect sperm from damage due to the freezing procedure.

MATERIAL INCLUDED WITH THE KIT

SPF

» 5 x 20ml of SpermFreeze

SPF05

» 25 x 5ml of SpermFreeze

MATERIAL NOT INCLUDED WITH THE KIT

- » Sperm freezing straws (e.g. CBS™ high security sperm straws)
- » Sterile pipettes
- » Freezing tank with liquid nitrogen
- » LAF bench (ISO Class 5)

SPERMFREEZE AND SPERM PREPARATION

SpermFreeze can be used in combination with Sil-Select Plus™.

Before freezing

In case of very low sperm concentrations it is advisable to concentrate the sperm before freezing. This may increase sperm quality after thawing and will reduce the number of straws to be frozen.

After thawing

If necessary, use sperm preparation techniques after thawing the semen to eliminate dead sperm cells and debris. Dilute the concentrated sperm a suitable insemination medium (e.g. FertiCult Flushing medium).

PRODUCT SPECIFICATIONS

- » Chemical composition
- » pH between 7,20 – 7,90 (Release criteria: 7,20 – 7,60)
- » Sterility: sterile (SAL 10⁻³)
- » Endotoxins < 0,25 EU/ml
- » Sperm survival test ≥ 80% survival after 45 minute exposure of untreated semen to the test medium
- » Not MEA tested
- » Use of Ph Eur or USP grade products if applicable
- » Certificate of analysis and MSDS are available upon request

PRE-USE CHECKS

- » Do not use the product if it becomes discoloured, cloudy, or shows any evidence of microbial contamination
- » Do not use the product if seal of the container is opened or defect when the product is delivered

STORAGE INSTRUCTIONS

- » Store between 2-8°C.
- » Do not freeze before use.
- » Keep away from sunlight.
- » The products can be used safely up to 7 days after opening, when sterile conditions are maintained and the products are stored at 2-8°C.
- » Do not use after expiry date.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Standard measures to prevent infections resulting from the use of medicinal products prepared from human blood or plasma include selection of donors, screening of individual donations and plasma pools for specific markers of infection and the inclusion of effective manufacturing steps for the inactivation/removal of viruses. Despite this, when medicinal products prepared from human blood or plasma are administered, the possibility of transmitting infective agents cannot be totally excluded. This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens. There are no reports of proven virus transmissions with albumin manufactured to European Pharmacopoeia specifications by established processes.

Therefore, handle all specimens as if capable of transmitting HIV or hepatitis.

Always wear protective clothing when handling specimens. Always work under strict hygienic conditions (e.g. LAF-bench ISO Class 5) to avoid possible contamination.

Only for the intended use.

METHOD

Ensure all media are well mixed before use.

Freezing

1. Allow the semen to liquefy at room temperature for 30 minutes.
2. Mix 1ml of sperm with 0.7ml of SpermFreeze. Add the medium in drops while gently swirling. Caution: to avoid cold-shock, make sure SpermFreeze is at room temperature.
3. Leave the mixture for 10 minutes at room temperature for equilibration.
4. Suck the sample/medium mixture into the freezing straws, leaving approximately 1.5cm of air at the end of the straw.
5. Seal the straws.
6. Dry off individually with a linen free cloth.
7. Shake to move the air-bubble to the centre of the straw
8. Freeze vertically for 15 minutes, just above the level of the liquid nitrogen.
9. Store in liquid nitrogen.

Thawing

1. Remove as many straws as required from the liquid nitrogen.
2. Place the straws in tap water for 5 minutes.
3. Cut off the end of the straw, place the open end inside a container (e.g. a test tube) and tap the straw against the side of the container to allow complete evacuation of the mixture.
4. Dilute the concentrated sperm in a suitable insemination medium (at least 3ml per 0.5ml semen) and mix thoroughly.
5. Centrifuge during 15 minutes at 300-350g.
6. Resuspend pellet in a suitable insemination medium (e.g. FertiCult Flushing medium).

SpermFreeze™

IT

Terreno per congelare lo sperma umano

Documento di riferimento: FP09 I11 R01 C.3
Aggiornamento: 01.10.2012

USO PREVISTO

SpermFreeze è un terreno per congelare lo sperma umano compreso lo sperma epididimale o testicolare.

COMPOSIZIONE

SpermFreeze è un terreno di criopreservazione pronto all'uso tamponato con HEPES che contiene anche sali fisiologici, glicina, destrosio monoidrato, lattato, glicerolo, saccarosio ed albumina sierica umana (3.95g/Litro) per proteggere lo sperma dai danni provocati dalla procedura di congelamento.

MATERIALE INCLUSO NEL KIT

SPF

» 5 x 20ml di SpermFreeze

SPF05

» 25 x 5ml di SpermFreeze

MATERIALE NON COMPRESO NEL KIT

- » Pallette per congelamento dello sperma (e.g. CBS™ palette per sperma ad alta sicurezza)
- » Pipette sterili
- » Serbatoio da congelamento con azoto liquido
- » LAF bench (ISO Classe 5)

SPERMFREEZE E PREPARAZIONE DELLA SPERMA

SpermFreeze può essere usato in combinazione con Sil-Select Plus™.

Prima del congelamento

In caso di ridotte concentrazioni di sperma è consigliabile concentrare lo sperma prima del congelamento. Questo può migliorare la qualità dello sperma dopo lo scongelamento e ridurre il numero delle palette da congelare.

Dopo scongelamento

Se necessario usare tecniche di preparazione dello sperma dopo lo scongelamento del seme per eliminare le cellule spermatiche morte ed i detriti. Diluire lo sperma concentrato in un terreno di inseminazione idoneo (e.g. terreno FertiCult Flushing).

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- » Composizione chimica
- » pH tra 7,20 – 7,90 (Criteri di rilascio: 7,20 – 7,60)
- » Sterilità: sterile (SAL 10⁻³)
- » Endotossine < 0,25 EU/ml
- » Test di sopravvivenza dello sperma ≥ 80% sopravvivenza dopo 45 minuti di esposizione del seme non trattato rispetto al terreno test
- » Non testato MEA
- » Utilizzo di prodotti secondo farmacopea Ph Eur o USP se applicabile
- » Il certificato delle analisi e MSDS sono disponibili su richiesta

VERIFICHE PRIMA DELL'USO

- » Non usare il prodotto se è scolorito, opaco o se presenta qualsiasi segno di contaminazione microbica.
- » Non usare il prodotto se il sigillo del contenitore è aperto o in presenza di difetti durante la consegna del prodotto.

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- » Conservare a temperatura compresa tra i 2-8°C.
- » Non congelare prima dell'uso.
- » Mantenere lontano dalla luce del sole.
- » I prodotti possono essere usati in modo sicuro entro 7 giorni dall'apertura, se sono state mantenute le condizioni di sterilità e i prodotti sono stati conservati a 2-8°C.
- » Non usare dopo la data di scadenza.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le misure standard per prevenire le infezioni derivanti dall'uso di medicinali preparati dal sangue umano o dal plasma, includono la selezione di donatori, il monitoraggio delle donazioni individuali e del pool plasmatici alla ricerca dei marcatori specifici di infezione e l'integrazione di fasi di produzione efficaci per inattivare/rimuovere i virus. Nonostante ciò, in corso di somministrazione di prodotti preparati da sangue umano o da plasma, non può essere totalmente esclusa la possibilità di trasmettere agenti infettivi. Questo si applica anche a virus o ad altri patogeni sconosciuti o emergenti. Non esistono rapporti che testimonino di trasmissioni di virus attraverso l'albumina prodotta in conformità con le specifiche dalla Farmacopea europea mediante i procedimenti stabiliti.

Pertanto, maneggiare tutti i campioni come fossero in grado di trasmettere HIV o epatite.

Indossare sempre guanti protettivi quando si maneggiano i campioni.

Lavorare sempre rispettando rigorosamente le condizioni igieniche (e.s. LAF-bench ISO Classe 5) per evitare la possibile contaminazione.

Solo per l'uso previsto.

METODI

Accertarsi che i terreni siano ben miscelati prima dell'uso.

Congelamento

1. Permettere la liquefazione del seme a temperatura ambiente per 30 minuti.
2. Miscelare 1ml di sperma con 0,7ml di SpermFreeze. Aggiungere il terreno in gocce agitando con cura. Avvertenza: per evitare lo shock da freddo, assicurarsi che SpermFreeze sia a temperatura ambiente.
3. Lasciare la miscela per 10 minuti a temperatura ambiente perché raggiunga l'equilibrio.
4. Aspirare la miscela campione/terreno nelle palette di congelamento, lasciando circa 1,5cm di aria alla fine della palette.
5. Sigillare le palette.
6. Asciugare singolarmente con un panno privo di lino.
7. Agitare per spostare la bolla d'aria nel centro della palette.
8. Congelare in posizione verticale per 15 minuti, proprio sopra il livello di azoto liquido.
9. Conservare in azoto liquido.

Scongelamento

1. Rimuovere tante palette quanto richieste dall'azoto liquido.
2. Posizionare le palette sotto il rubinetto d'acqua per 5 minuti.
3. Eliminare l'estremità della palette, posizionare l'estremità aperta all'interno di un contenitore (e.g. una fiala test) e svuotare la palette poggiandosi alla parete laterale contenitore allo scopo di consentire la completa evacuazione della miscela.
4. Diluire lo sperma concentrato in un terreno idoneo per l'inseminazione (almeno 3ml per 0,5ml per seme) e miscelare accuratamente.
5. Centrifugare per 15 minuti a 300-350g.
6. Risospendere il pellet in un terreno di inseminazione idoneo (e.g. terreno FertiCult Flushing).

SpermFreeze™

FR

Milieu pour la congélation du sperme humain

Référence du document : FP09 I11 R01 C.3
Mise à jour : 01.10.2012

UTILISATION PRÉVUE

SpermFreeze est un milieu pour la congélation du sperme humain, notamment le sperme épididymal ou testiculaire.

COMPOSITION

Le milieu SpermFreeze est un milieu de cryoconservation tamponné HEPES prêt à l'emploi qui contient également des sels physiologiques, de la glycine, du monohydrate de dextrose, du lactate, du glycérol, du saccharose et de l'albumine sérique humaine (3,95g/litre) pour protéger le sperme de tout dommage dû à la procédure de congélation.

MATÉRIEL INCLUS DANS LE KIT

SPF

» 5 x 20ml de SpermFreeze

SPF05

» 25 x 5ml de SpermFreeze

MATÉRIEL NON INCLUS DANS LE KIT

- » Paillettes de congélation de sperme (par ex. paillettes haute sécurité pour sperme CBS™)
- » Pipettes stériles
- » Réservoir de congélation avec azote liquide
- » Poste de travail à flux d'air laminaire (classe ISO 5)

SPERMFREEZE ET PRÉPARATION DU SPERME

SpermFreeze peut être utilisé en association avec Sil-Select Plus™.

Avant congélation

En cas de concentrations très faibles du sperme, il est recommandé de concentrer le sperme avant de le congeler. Ceci peut améliorer la qualité du sperme après décongélation et réduira le nombre de paillettes à congeler.

Après décongélation

Si nécessaire, utiliser des techniques de préparation du sperme après la décongélation du liquide séminal pour éliminer les cellules de sperme mortes et les débris. Diluer le sperme concentré dans un milieu d'insemination approprié (par ex. le FertiCult Flushing medium).

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- » Composition chimique
- » pH entre 7,20 – 7,90 (critères de libération : 7,20 – 7,60)
- » Stérilité : stérile (SAL 10⁻³)
- » Endotoxines < 0,25 EU/ml
- » Test de survie des spermatozoïdes : survie ≥ 80 % après 45 minutes d'exposition du liquide séminal non traité au milieu d'essai
- » Non testé sur embryons de souris
- » Utilisation de produits de la pharmacopée européenne (Ph Eur) ou américaine (USP) le cas échéant
- » Le certificat d'analyse et la fiche toxicologique sont disponibles sur demande.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

- » Ne pas utiliser le produit s'il est décoloré, trouble ou en cas de suspicion de contamination microbienne.
- » Ne pas utiliser le produit si le scellé du contenant est rompu ou défectueux à la livraison du produit.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- » Stocker entre 2 et 8°C.
- » Ne pas congeler avant utilisation.
- » Tenir à l'abri du soleil.
- » Les produits peuvent être utilisés en toute sécurité jusqu'à 7 jours après ouverture si des conditions de stérilité sont respectées et si les produits sont conservés entre 2 et 8°C.
- » Ne pas utiliser une fois la date de péremption dépassée.

AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ

Les mesures standard pour prévenir les infections résultant de l'utilisation de médicaments préparés à partir de sang ou de plasma humains incluent la sélection des donneurs, la recherche de marqueurs spécifiques d'infection sur les dons individuels et les mélanges de plasma et l'inclusion d'étapes de fabrication efficaces pour l'inactivation/élimination virale. Cependant, lorsque des médicaments préparés à partir de sang ou de plasma humains sont administrés, la possibilité de transmission d'agents infectieux ne peut être totalement exclue. Ceci s'applique également aux virus inconnus ou émergents et autres agents pathogènes. Aucune transmission de virus n'a été rapportée avec l'albumine fabriquée conformément aux spécifications de la Pharmacopée Européenne selon des procédés établis. Par conséquent, manipuler les spécimens dans les conditions prévues pour les agents susceptibles de transmettre le VIH ou l'hépatite. Toujours porter des vêtements de protection lors de la manipulation des spécimens. Toujours travailler dans des conditions d'hygiène strictes (par ex. poste de travail à flux d'air laminaire classe ISO 5) pour éviter une éventuelle contamination. Ne doit être utilisé que dans le but décrit ici.

MÉTHODES

Vérifier que tous les milieux soient bien mélangés avant utilisation.

Congélation

1. Laisser le sperme se liquéfier à température ambiante pendant 30 minutes.
2. Mélanger 1ml de sperme avec 0,7ml de SpermFreeze. Ajouter le milieu goutte à goutte tout en faisant tourbillonner le mélange avec précaution. Attention : pour éviter un choc thermique, veillez à ce que le milieu SpermFreeze soit à température ambiante.
3. Laisser le mélange s'équilibrer à température ambiante pendant 10 minutes.
4. Aspirer le mélange échantillon/milieu dans les paillettes en laissant une couche d'air de 1,5 cm environ à l'extrémité de la paillette.
5. Sceller les paillettes.
6. Sécher les paillettes individuellement avec un chiffon ne contenant pas de lin.
7. Agiter de façon à ce que la bulle d'air se positionne au centre de la paillette.
8. Congeler verticalement pendant 15 minutes, juste au-dessus du niveau d'azote liquide.
9. Conserver dans de l'azote liquide.

Décongélation

1. Retirer le nombre de paillettes nécessaire de l'azote liquide.
2. Placer les paillettes dans de l'eau du robinet pendant 5 minutes.
3. Couper l'extrémité de la paillette, introduire l'extrémité ouverte dans un récipient (par ex. un tube à essais) et agiter la paillette contre la paroi du récipient pour permettre une évacuation totale du mélange.
4. Diluer le sperme concentré dans un milieu d'insémination approprié (au moins 3ml pour 0,5ml de liquide séminal) et bien mélanger.
5. Centrifuger pendant 15 minutes à 300-500g.
6. Remettre le pellet en suspension dans un milieu d'insémination approprié (par ex. le milieu FertiCult Flushing).

BIBLIOGRAPHY / BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIA

SpermFreeze™



Medium zum Einfrieren von Humansperma

Dokument-Bezugsziffer: FP09 I11 R01 C.3
Aktualisierung: 01.10.2012

VERWENDUNGSZWECK

SpermFreeze ist ein Medium zum Einfrieren von Humansperma, einschließlich Nebenhoden- oder Hodensperma.

ZUSAMMENSTELLUNG

SpermFreeze ist ein gebrauchsfertiges HEPES-gepuffertes Kryokonservierungsmedium, das außerdem physiologische Salze, Glycerin, Dextrosemonohydrat, Laktat, Glycerol, Saccharose und Humanserumalbumin (3,95g/Liter) enthält, um das Sperma vor Schädigungen aufgrund des Einfrier- vorgangs zu schützen.

IM SET ENTHALTENES MATERIAL

SPF

- » 5 x 20ml SpermFreeze
- SPF05**
- » 25 x 5ml SpermFreeze

NICHT IM SET ENTHALTENES MATERIAL

- » Einfrierhalm für Sperma (z. B. CBS™ Spermahalme mit hohem Sicherheitsgrad)
- » Sterile Pipetten
- » Einfriertank mit Flüssigstickstoff
- » Arbeitsbank zum sterilen Arbeiten (Laminar Flow bzw. LAF Bench, ISO-Klasse 5)

SPERMFREEZE UND SPERMAVORBEREITUNG

SpermFreeze kann in Kombination mit Sil-Select Plus™ verwendet werden.

Vor dem Einfrieren

Bei sehr niedrigen Spermienkonzentrationen ist es ratsam, das Sperma vor dem Einfrieren einzuenzen. Dadurch erhöht sich die Spermaqualität nach dem Auftauen unter Umständen und zum Einfrieren werden weniger Halme benötigt.

Nach dem Auftauen

Gegebenenfalls nach dem Auftauen des Spermats tote Spermien und Zelltrümmer mithilfe von Spermapräparationstechniken beseitigen. Das eingeengte Sperma mit einem geeigneten Befruchtungsmedium (z. B. FertiCult-Spülmedium) verdünnen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- » Chemische Zusammensetzung
- » pH-Wert: zwischen 7,20 – 7,90 (Einsetzungskriterium: 7,20 – 7,60)
- » Sterilität: sterile (SAL 10⁻³)
- » Endotoxine < 0,25 EU/ml
- » Spermativität: Vitalquote von ≥ 80% nach 45-minütiger Testmedium-Exposition von unbehandeltem Sperma
- » Nicht per MEA getestet
- » Gebrauch von Ph Eur oder USP Grad Produkten wenn notwendig
- » Analysebescheinigung und Sicherheitsdatenblatt sind auf Anfrage erhältlich

UNTERSUCHUNGEN VOR GEBRAUCH

- » Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn es verfärbt ist, wolkig oder wenn es irgendeine Form von mikrobiologischer Kontamination aufweist.
- » Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn bei Lieferung das Siegel beschädigt oder der Container offen oder defekt ist.

1. Mahadevan M, Trounson AD. Effect of cryoprotective media and dilution methods on the preservation of human spermatozoa. *Andrologia*, 1983; 15: 355-66.
2. Mahadevan M, Trounson AD, Leeton JF. Successful use of human semen cryobanking for in vitro fertilization. *Fertil Steril*, 1983; 15: 355-66.
3. Brotherton J. Cryopreservation of human semen. *Archives of Andrology*, 1990; 25: 181-95.
4. Kobayashi T, Kaneko S, Hara I, Park YJ, et al. Concentrating human sperm before cryopreservation. *Andrologia*, 1991; 23: 25-8.
5. Graczykowski JW, Siegel MS. Influence of sperm processing on the fertilizing capacity and recovery of motile sperm from thawed human semen. *Archives of Andrology*, 1991; 26: 155-61.
6. Wood S, Thomas K, Schnauffer K, Troup S, Kingsland C, Lewis-Jones I. Reproductive potential of fresh and cryopreserved epididymal and testicular spermatozoa in consecutive intracytoplasmic sperm injection cycles in the same patients. *Fertility and Sterility*, 2002; 77:1162-1166.

HINWEISE ZUR LAGERUNG

- » Lagern zwischen 2-8°C.
- » Vor Gebrauch nicht einfrieren.
- » Vor Sonnenlicht schützen.
- » Die Produkte können nach dem Öffnen bis zu 7 Tage lang ohne Sicherheitseinbußen verwendet werden, sofern sterile Bedingungen gewahrt bleiben und die Produkte bei 2-8°C aufbewahrt werden.
- » Nach dem Verfalldatum nicht mehr benutzen.

WARNUNGEN UND ANDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

Standardmaßnahmen zur Prävention von Infektionen infolge der Verwendung von aus Humanblut oder -plasma hergestellten Medizinprodukten beinhalten die Spenderauswahl, das Screening einzelner Spenden und Plasmapools hinsichtlich bestimmter Infektionsmarker und die Durchführung wirksamer Schritte zur Inaktivierung/Eliminierung von Viren während der Herstellung. Dessen ungeachtet kann die Möglichkeit der Übertragung von Infektionserregern bei Verabreichung von aus Humanblut oder -plasma hergestellten Medizinprodukten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für die Möglichkeit der Übertragung unbekannter oder neuer Viren und anderer Krankheitserreger. Es liegen keine Berichte über bestätigte Virusübertragungen mit Albumin vor, das nach den Spezifikationen des Europäischen Arzneibuchs mit etablierten Verfahren hergestellt wurde.

Alle Proben sind daher so zu handhaben, als ob sie HIV oder Hepatitis übertragen könnten. Bei der Handhabung von Proben ist stets Schutzkleidung zu tragen.

Stets unter streng aseptischen Bedingungen arbeiten (z. B. in einer Laminar-Flow-Arbeitsbank, ISO-Klasse 5), um eine mögliche Kontamination zu vermeiden. Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.

METHODEN

Alle Medien vor dem Gebrauch gut mischen.

Einfrieren

1. Das Sperma 30 Minuten lang bei Raumtemperatur flüssig werden lassen.
2. 1ml Sperma mit 0,7ml SpermFreeze mischen. Das Medium unter vorsichtigem Schwenken tropfenweise zugeben. Vorsicht: Zur Vermeidung eines Kälteschocks muss das SpermFreeze-Medium Raumtemperatur haben.
3. Das Gemisch zum Äquilibrieren 30 Minuten lang bei Raumtemperatur stehen lassen.
4. Das Gemisch aus Probe/Medium in die Einfrierhalm saugen, dabei am Ende des Halms etwa 1,5 cm Luft lassen.
5. Die Halme versiegeln.
6. Einzeln mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen.
7. Schütteln, um die Luftblase in die Mitte des Halms zu bewegen.
8. Senkrecht 15 Minuten lang unmittelbar über dem Flüssigstickstoffspiegel einfrieren.
9. In Flüssigstickstoff aufbewahren.

Auftauen

1. Die benötigte Anzahl an Halmen aus dem Flüssigstickstoff nehmen.
2. Die Halme 5 Minuten lang in Leitungswasser legen.
3. Das Ende des Halms abschneiden, das offene Ende in einen Behälter (z. B. ein Reagenzglas) geben und den Halm gegen die Wand des Behälters klopfen, um das Gemisch komplett aus dem Halm in das Behältnis zu überführen.
4. Das eingeengte Sperma mit einem geeigneten Befruchtungsmedium (mindestens 3ml pro 0,5ml Sperma) verdünnen und gründlich mischen.
5. 15 Minuten lang bei 300-350g zentrifugieren.
6. Das Pellet mit einem geeigneten Befruchtungsmedium (z. B. FertiCult-Spülmedium) resuspendieren.

SpermFreeze™



Medio para congelar esperma humano

Referencia del documento: FP09 I11 R01 C.3
Actualización: 01.10.2012

USO ESPECÍFICO

SpermFreeze es un medio para congelar esperma humano, incluido el esperma epididimario o testicular.

COMPOSICIÓN

SpermFreeze es un medio de criopreservación con amortiguador HEPES listo para usar, que también contiene sales fisiológicas, glicina, monohidrato de dextrosa, lactato, glicerol, sacarosa y albúmina sérica humana (3,95g/Litro) para proteger el esperma contra daños provocados por el procedimiento de congelación.

MATERIAL QUE SE INCLUYE CON EL JUEGO

SPF

- » 5 x 20ml de SpermFreeze
- SPF05**
- » 25 x 5ml de SpermFreeze

MATERIAL QUE NO SE INCLUYE CON EL JUEGO

- » Tubos para congelar esperma (por ejemplo, tubos para esperma de alta seguridad CBS™)
- » Pipetas esterilizadas
- » Depósito de congelación con nitrógeno líquido
- » Estación de flujo de aire laminar (clase ISO 5)

SPERMFREEZE Y PREPARACIÓN DEL ESPERMA

SpermFreeze puede utilizarse junto con Sil-Select Plus™.

Antes de congelar

Para las concentraciones bajas de esperma, se recomienda concentrar el esperma antes de congelarlo. De este modo, puede aumentarse la calidad del esperma después de descongelarlo y se reducirá el número de tubos que se congelarán.

Después de descongelar

De ser necesario, utilice las técnicas de preparación del esperma después de descongelar el semen para eliminar las células espermatozoides muertas y los residuos. Diluya el esperma concentrado en un medio de inseminación adecuado (por ejemplo, el medio de lavado FertiCult).

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- » Composición química
- » pH entre 7,20 – 7,90 (criterios de lanzamiento: 7,20 – 7,60)
- » Esterilidad: estéril (SAL 10⁻³)
- » Endotoxinas < 0,25 EU/ml
- » Prueba de supervivencia del esperma ≥ 80% de supervivencia después de 45 minutos de exposición del semen no tratado en el medio de prueba
- » Sin pruebas de MEA
- » Uso de productos que se adecuan a los requisitos de Ph Eur (Farmacopea Europea) o USP (Farmacopea de Estados Unidos), en caso de ser necesario
- » Puede obtenerse el certificado de análisis y las hojas de datos de seguridad del material a pedido.

PRUEBAS PREVIAS AL USO

- » No utilice el producto si se descolora, adquiere una apariencia turbia o si muestra alguna evidencia de contaminación microbiana.
- » No utilice el producto si el precinto del envase está abierto o presenta algún defecto cuando se entrega el producto.

TECHNICAL SUPPORT / SUPPORTO TECNICO / ASSISTANCE TECHNIQUE / TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG / ASISTENCIA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- » Guarde el producto a una temperatura de 2 a 8°C.
- » No enfrie el producto antes del uso.
- » Aleje el producto de la luz solar.
- » Los productos pueden utilizarse de manera inocua hasta 7 días después de que se abran, cuando se mantienen las condiciones de esterilidad y los productos se almacenan a entre 2 y 8°C.
- » No utilice el producto luego de la fecha de vencimiento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las medidas estándares para prevenir infecciones causadas por el uso de productos medicinales preparados a partir de sangre o plasma humanos incluyen la selección de donantes, el análisis de las donaciones individuales o los grupos de plasma para buscar marcadores de infección y la incorporación de los pasos de fabricación efectivos para la inactivación/eliminación de virus. No obstante, cuando se administran productos medicinales preparados a partir de sangre o plasma humanos, no puede excluirse por completo la posibilidad de transmitir agentes infecciosos. Lo mismo ocurre con los virus desconocidos o emergentes y otros patógenos. No se informaron transmisiones de virus comprobadas con la albúmina fabricada según las especificaciones de Farmacopea Europea mediante los procesos establecidos.

Por lo tanto, todos los especímenes deben manipularse como si fuesen capaces de transmitir VIH o hepatitis.

Utilice siempre vestimenta de protección cuando manipule especímenes.

Trabaje siempre en condiciones de higiene estrictas (por ejemplo, estaciones de flujo de aire laminar clase ISO 5) para evitar la posible contaminación.

Solo para uso específico.

MÉTODOS

Asegúrese de que todos los medios están bien mezclados antes de utilizarlos.

Congelación

1. Deje que el semen se fluidifique a temperatura ambiente durante 30 minutos.
2. Mezcle 1ml de esperma con 0,7ml de SpermFreeze. Agregue el medio en gotas mientras lo mezcla suavemente. Precaución: para evitar un golpe de frío, asegúrese de que SpermFreeze esté a temperatura ambiente.
3. Deje la mezcla 10 minutos a temperatura ambiente para que se equilibre.
4. Coloque la mezcla del medio/muestra en los tubos de congelación y deje aproximadamente 1,5 cm de aire al final del tubo.
5. Selle los tubos.
6. Séquelos por separado con un trapo sin lino.
7. Agítelos para mover la burbuja de aire hacia el centro de los tubos.
8. Congéelos en posición vertical durante 15 minutos, justo sobre el nivel del nitrógeno líquido.
9. Almacénelos en nitrógeno líquido.

Descongelación

1. Retire tantos tubos como sea necesario del nitrógeno líquido.
2. Coloque los tubos en agua corriente durante 5 minutos.
3. Corte el extremo del tubo, coloque el extremo abierto en un recipiente (por ejemplo, un tubo de ensayo) y apoye el tubo contra el lado del recipiente para permitir la evacuación total de la mezcla.
4. Diluya el esperma concentrado en un medio de inseminación adecuado (al menos 3ml por cada 0,5ml de semen) y mézclelo bien.
5. Centrifúgelo durante 15 minutos a entre 300 y 350g.
6. Disuelva el sedimento en un medio de inseminación adecuado (por ejemplo, el medio de lavado FertiCult).

FertiPro N.V.
Industriepark Noord 32, 8730 Beernem, Belgium
Tel +32 (0)50 79 18 05
Fax +32 (0)50 79 17 99
URL: www.fertipro.com
E-mail: info@fertipro.com

