


3S - I.U.I. CATHETER

Intrauterine Insemination Catheter



*EASY HANDLE
WITH YOUR INTENDED ANGLE*



DUKWOO MEDICAL CO.,LTD.

3S-I.U.I.CATHETER

Intrauterine Insemination Catheter

인공수정용카테터 : Catheter, Artificial Fertilization

■ 규격 (SPECIFICATION)

Reference No.	굵기(Size)	길이(Length)	포장(Packing)
3S-A.F.CATH-5.5-A100	5.5Fr.	100mm	50pcs/Box

■ 용도

- 정자를 자궁에 주입.
- 체강내 체액을 배액하여 임상시험시 사용.
- 자궁내에 기타 약물 주입.

■ PURPOSE

- Injecting sperm into the womb.
- Discharge the body fluids from the coelom and use for clinic test.
- Inject the medicinal substance into the womb.

■ 특징

- 시술시 상처 최소화.
- 매끄러운 사이드홀.
- 매끄러운 라운드 튜브 앞쪽 팁.
- 튜브 표면이 매끄러움.
- 시술의 정확도를 높임.
- 적절한 각도로 구부러 사용하기 편함.
- 시술시 꺾임 방지성이 있음.

■ SPECIAL FEATURE

- Minimize injury while injecting.
- Smooth Side hole on the tube.
- Smooth round tip of the tube.
- Smooth surface of the tube.
- Advanced accuracy of operation.
- Easy to handle with intended angle.
- Kink Resistance while injecting.

■ 주의사항

- 일회용 의료기기이므로 재소독 및 재사용 금지.
- 멸균 유효기간 확인.
- 개봉되어 있거나 손상된 제품 사용금지.
- 포장 개봉 후 바로 사용하십시오.

■ Caution

- Do not resterilize and reuse.
- Check the expiration date of the goods.
- Do not use if previously opened.
- After opening the package, use the the device immediately.

* 1ml 또는 2.5ml 1회용 멸균된 주사기를 준비하세요. * Be prepare the disposable syringe with 1ml or 2.5ml(sterilized one).

